

YONELLE



CAVIPEELER 2.0™

SKIN PENETRATION REVOLUTION™

CAVIPEELER 2.0™

**URZĄDZENIE KOSMETYCZNE
BEAUTY-TECH
DO PEELINGU KAWITACYJNEGO
I WIELOKONUNKOWEJ ODNOWY SKÓRY**
ODMŁODZONY WYGLĄD SKÓRY • ZACHWYCAJĄCA
GŁADKOŚĆ • NATURALNY BLASK

Urządzenie kosmetyczne beauty-tech
do każdego rodzaju skóry dojrzałej.

**BOOSTER EFEKTYWNEJ PIELĘGNACJI ANTI-AGE.
URUCHAMIA POTENCJAŁ SKÓRY!**

- Wykorzystuje uznane w zabiegach gabinetowych technologie ultradźwięków i jonoforezy.
- Działa zgodnie z koncepcją SKIN PENETRATION REVOLUTION™ – wspiera wnikanie składników aktywnych w głąb skóry.
- Daje natychmiastowe i utrzymujące się przy regularnym stosowaniu efekty głębokiej rewitalizacji skóry, widocznie wyczuwalne jako odmłodzenie jej stanu i wyglądu.
- Sprawia, że efekty są widoczne szybciej i utrzymują się dłużej.

Cztery programy pielęgnacyjne aktywują naturalne procesy odnowy skóry i potęgają skuteczność działania kosmetyków YONELLE:

CAVIPEEL – peeling ultradźwiękowy o wysokiej częstotliwości precyzyjnie usuwa martwe komórki naskórka i zanieczyszczenia, odsłaniając świeżą, promienną skórę.

LIFT – fale ultradźwiękowe o działaniu liftingującym-ujędrniającym delikatnie pobudzają skórę, poprawiając jej napięcie, sprężystość i kontur. Wygładzają strukturę skóry, wspierając naturalną odnowę komórkową oraz usprawniają mikrokrążenie.

DETOX – jonoforeza dodatnia zapewnia głębokie oczyszczenie skóry mieszanej i tłustej, skutecznie odblokowuje rozszerzone pory, usprawnia mikrocyrkulację.

ANTI-AGE – jonoforeza ujemna intensyfikuje wprowadzanie składników aktywnych w głąb skóry, wzmacniając działanie rewitalizujące i nawilżające kosmetyków. Wspiera odnowę komórkową, poprawia mikrokrążenie i doenergetyzowuje, zwiększając skuteczność kuracji anti-age.

BUDOWA URZĄDZENIA



1. PRAKTYCZNA OSŁONA

Zabezpieczenie szpatułki, które chroni ją przed zabrudzeniami i zapewnia higienę na najwyższym poziomie.

2. METALOWA SZPATUŁKA

Precyzyjnie zaprojektowana szpatułka, która emituje fale ultradźwiękowe, wspierając proces oczyszczania, liftingu i regeneracji skóry.

3. PASKI PRZEWODZĄCE

Elementy aktywujące działanie technologii jonowej. Trzymanie ich podczas zabiegu jest podstawą efektywności pielęgnacji.

UWAGA: W trybach DETOX i ANTI-AGE konieczne jest trzymanie pasków przewodzących, aby funkcja jonizacji działała prawidłowo.

4. PRZYCIŚK ZASILANIA STERUJĄCY TRYBAMI ZABIEGOWYMI:

- CAVIPEEL
- LIFT
- DETOX
- ANTI-AGE

5. WSKAŹNIK ŁADOWANIA – migające diody przy trybach zabiegowych.

6. PORT ŁADOWANIA

7. PODSTAWKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem należy zapoznać się z UWAGAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 3 godziny.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas ładowania.
- Podczas ładowania urządzenia diody przy trybach zabiegowych migają z dołu do góry. Gdy wszystkie diody przestają migać i świecą stałym światłem, urządzenie jest w pełni naładowane.

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

- Przed użyciem zdezynfekować szpatułkę.
- Podczas pracy dobrać tryb zabiegowy odpowiedni do potrzeb skóry.
- Urządzenie posiada cztery tryby zabiegowe, które należy stosować z odpowiednimi kosmetykami lub wodą.

UWAGA: Nie używać pod prysznicem ani w wannie. Przed użyciem oczyścić twarz i pozostaw ją wilgotną. Urządzenie należy używać wyłącznie na skórze pokrytej kosmetykiem lub wodą – nie używać na suchej skórze.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU

- Zdejmij biżuterię (naszyniki, kolczyki, bransoletki). Przygotuj skórę produktami do oczyszczania YONELLE.
- Przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Przy pierwszym użyciu wykonaj test na wewnętrznej stronie przedramienia. W przypadku braku reakcji niepożądaných można stosować urządzenie na twarz.
- Zmiana trybu zabiegowego: krótkie naciśnięcie przycisku zasilania. Po włączeniu urządzenie uruchamia się w trybie CAVIPEEL. Kolejne naciśnięcia przycisku zmieniają tryby w następującej kolejności: LIFT → DETOX → ANTI-AGE. Dłuższe przytrzymanie przycisku wyłącza urządzenie. Kontrolki świecą zgodnie z wybranym trybem.

UWAGA: przed każdym użyciem sprawdź stan szpatułki. W przypadku uszkodzenia – nie używać.

WYKONYWANIE ZABIEGÓW

Film instruktażowy na yonelle.pl

1. Zabieg CAVIPEEL – domyślny po włączeniu urządzenia



Stosuj z wodą lub tonikiem YONELLE.

Ustaw szpatułkę pod kątem 45°, wypukłą stroną do góry. Powoli przesuwaj szpatułkę od środka do zewnątrz po twarzy, szyi i dekolcie. Skóra powinna być zawsze wilgotna – peeling wykonuj na mokro, regularnie zwilżając raz wodą lub tonikiem. Zabieg wykonuj 1–2 razy w tygodniu w przypadku skóry normalnej, mieszanej i tłustej, 1 raz w tygodniu w przypadku skóry wrażliwej.

Omijaj okolice oczu i ust. Całkowity czas zabiegu nie powinien przekraczać 5–10 min.

2. Zabieg LIFT



Stosuj z wybranym serum YONELLE. Skóra powinna być zawsze wilgotna.

Ułóż szpatułkę pod kątem około 45°, wypukłą stroną do skóry. Wykonuj spokojne, liftingujące ruchy ku górze i na zewnątrz – od brody wzdłuż linii żuchwy, od nosa w kierunku policzków oraz od środka czoła ku skroniom. W okolicach szyi i dekoltu wykonuj analogiczne ruchy na zewnątrz i ku górze.

Zabieg wykonuj 2–3 razy w tygodniu, przez około 5 minut na twarz, szyję i dekol, omijając okolice oczu oraz ust.

3. Zabieg DETOX



Tryb DETOX jest szczególnie rekomendowany do skóry mieszanej i tłustej, nie zaleca się używania trybu w przypadku skóry wrażliwej i suchej. Stosuj z wybranym tonikiem YONELLE po oczyszczeniu skóry trybem CAVIPEEL lub przed nałożeniem serum.

Wykonuj powolne, płynne ruchy, prowadząc szpatułkę wypukłą stroną do skóry, pod kątem około 45°. Trzymaj urządzenie za paski przewodzące. Przesuwaj szpatułkę od środka twarzy ku bokom (np. od nosa w stronę uszu, od brody ku żuchwie), bez nacisku. Ruch szpatułki w okolicy szyi i dekoltu również prowadź od środka do zewnątrz.

Zabieg wykonuj 1–2 razy w tygodniu, przez około 5 minut na twarz, szyję i dekol, omijając okolice oczu oraz ust. W przypadku wykonywania zabiegu wyłącznie na twarzy – 3 minuty.

4. Zabieg ANTI-AGE



Stosuj z serum YONELLE o żelowej formule. Skóra powinna być cały czas wilgotna.

Ułóż szpatułkę płasko, prowadząc ją wypukłą stroną do skóry, pod kątem około 45°. Wykonuj powolne ruchy ku górze i na zewnątrz. Trzymaj urządzenie za paski przewodzące.

Zabieg wykonuj 2–3 razy w tygodniu, przez około 5 minut na twarz, szyję i dekol, omijając okolice oczu oraz ust.

W przypadku stosowania serum zawierającego retinol lub witaminę C zaleca się wykonywać zabieg 1–2 razy w tygodniu.

ZALECENIA PIELĘGNACYJNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA URZĄDZENIA:

- Nie przyciskaj szpatułki zbyt mocno ani nie stosuj w jednym miejscu zbyt długo.
- Niewielkie zaczerwienienie po zabiegu jest zjawiskiem normalnym.
- Po zabiegu zastosuj wybrany krem YONELLE, a przed wyjściem na zewnątrz z filtrem SPF.
- Unikaj używania peelingów mechanicznych i innych produktów złuszczących przed i po zabiegu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Urządzenie chronić przed wilgocią.
- Przed czyszczeniem upewnić się, że jest wyłączone.
- Do czyszczenia szpatułki używać środka przeznaczanego do dezynfekcji urządzeń kosmetycznych.
- Po czyszczeniu założyć osłonę.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy zapoznać się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa.
- Urządzenie należy stosować zgodnie z treścią i zaleceniami zawartymi w instrukcji.
- Do ładowania używaj wyłącznie przewodu dołączonego do produktu oraz ładowarki spełniającej wymagania urządzenia. Podłączaj wtyczkę ładowarki prawidłowo do gniazdka sieciowego, aby uniknąć awarii, przegrzania lub pożaru.
- Ponieważ urządzenie posiada wbudowany akumulator, należy bezwzględnie chronić je przed ogniem oraz działaniem wysokiej temperatury. Może to spowodować awarię lub pożar.
- Jeśli produkt jest zdeformowany, uszkodzony lub wydziela nietypowy zapach, należy natychmiast przerwać użytkowanie ze względu na ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
- Przed użyciem należy dokładnie osuszyć dłonie, aby uniknąć przedostania się wody do wnętrza urządzenia.
- W przypadku wystąpienia bólu lub nieprawidłowych reakcji skórnych należy natychmiast przerwać zabieg.
- Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenie musi być wyłączone.
- Nie przechowywać w wilgotnym miejscu.

- Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie nie jest wodoodporne – nie wolno zanurzać go w wodzie ani myć pod bieżącą wodą.
- W przypadku uszkodzenia wskutek upadku lub uderzenia – nie używać ponownie.
- Po naładowaniu urządzenie należy odłączyć od gniazdka.
- Nie rozkładać ani nie naprawiać samodzielnie.
- Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użytkowania produktu.

PRZECIWSKAZANIA

- Nie stosować na miejscach po zabiegach chirurgii estetycznej (np. korekta nosa) ani na skórze z ranami, oparzeniami, bliznami lub uszkodzeniami.
- Nie stosować u osób z rozrusznikiem serca.
- Urządzenie nie może być stosowane przez kobiety w ciąży.
- Nie stosować u osób z alergiami, chorobami skóry, zapaleniem skóry, egzemą, trądzikiem, chorobami tarczycy, obrzękiem lub innymi poważnymi zmianami.
- Nie stosować w przypadku choroby nowotworowej, epilepsji, niewydolności serca, gorączki.
- W przypadkach takich jak: karmienie piersią, nadciśnienie, posiadanie metalowych implantów, posiadanie aparatu ortodontycznego, skonsultować używanie urządzenia z lekarzem.

INFORMACJA DLA PUNKTU UTYLIZACJI: Urządzenie posiada akumulator litowy. Ze względu na ochronę środowiska należy go unieszkodliwić w sposób przyjazny dla środowiska.

Specyfikacja

- Nazwa produktu: CAVIPEELER 2.0™ – Urządzenie do peelingu ultradźwiękowego
- Model: 9068
- Napięcie robocze: 3,7 V
- Moc znamionowa: 1 W
- Napięcie wejściowe: 5 V / 1 A
- Akumulator: Li-ion 300 mAh / 3,7 V
- Zawartość opakowania: urządzenie, instrukcja, podstawa, przewód ładowania

GWARANCJA

JM INNOVATIVE COSMETICS SP. Z O.O., właściciel marki YONELLE, udziela 12-miesięcznej gwarancji, liczonej od daty sprzedaży, pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania instrukcji obsługi. Podstawą do skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest oryginalna karta gwarancyjna, umieszczona obok instrukcji, wraz z dowodem zakupu potwierdzającym datę sprzedaży oraz kompletne urządzenie, zawierające wszystkie akcesoria i elementy znajdujące się w opakowaniu w chwili zakupu.

W przypadku wystąpienia wady uznanej w ramach gwarancji, JM INNOVATIVE COSMETICS SP. Z O.O. dokona wymiany urządzenia na nowe, stanowiące jego odpowiednik. Gwarancją objęte jest stosowanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, do celów osobistych, w warunkach domowych, zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje użytkowania urządzenia z innym kablem zasilającym niż ten dołączony do zestawu. Nie dotyczy również wykorzystywania urządzenia do celów biznesowych lub komercyjnych.

GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE:

- baterie
- uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania
- dostanie się do urządzenia płynów lub innych zanieczyszczeń
- uszkodzenia mechaniczne
- uszkodzenia powstałe na skutek napraw wykonanych przez osoby trzecie.

ZGLASZANIE REKLAMACJI W RAMACH GWARANCJI

W przypadku wystąpienia wady urządzenia objętego gwarancją należy przesłać poniższe wypełnione Zgłoszenie Reklamacyjne wraz z urządzeniem oraz dowodem zakupu do: JM INNOVATIVE COSMETICS SP. Z O.O. ul. Stowikowskiego 81, 05-090 Raszyn kontrola.jakosci@yonelle.pl

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Imię i nazwisko:

Adres korespondencyjny:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Data i miejsce zakupu:

Opis wady:

Data zgłoszenia i podpis:

Reklamowane urządzenie należy przesłać w oryginalnym lub odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu, wraz ze Zgłoszeniem Reklamacyjnym, kompletnym wyposażeniem i dowodem zakupu. Po otrzymaniu przesyłki JM INNOVATIVE COSMETICS SP. Z O.O. dokona weryfikacji zgłoszenia. W przypadku wystąpienia wady uznanej w ramach gwarancji, JM INNOVATIVE COSMETICS SP. Z O.O. dokona wymiany urządzenia na nowe, stanowiące jego odpowiednik. UWAGA: Koszt przesyłki urządzenia do producenta ponosi klient. W przypadku uznania reklamacji w ramach gwarancji, JM INNOVATIVE COSMETICS SP. Z O.O. pokrywa koszt odesłania nowego urządzenia do klienta.

JM INNOVATIVE COSMETICS SP. Z O.O.

WWW.YONELLE.PL